

# Schellong - Test

mm Hg <sup>▼</sup> RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR RR mm Hg <sup>▼</sup>  
<sup>▲</sup> min • Puls Puls Puls Puls Puls Puls Puls Puls Puls Puls Puls Puls Puls Puls Puls min •

Messungen	Blutdruck (RR)		Puls Schläge min.	mm Hg <sup>▼</sup> / min •														Minuten
	systolisch	diastolisch		liegend sofort	2	4	stehend sofort	6	8	10	12	14	16	liegend sofort	18	20	22	
liegend sofort				180													180	
liegend nach 2 min.																		
liegend nach 4 min.				160													160	
stehend sofort				140													140	
stehend nach 2 min. = Wert 6 min.																		
stehend nach 4 min. = Wert 8 min.				120													120	
stehend nach 6 min. = Wert 10 min.																		
stehend nach 8 min. = Wert 12 min.				100													100	
liegend sofort				80													80	
liegend nach 2 min. = Wert 18 min.																		
liegend nach 4 min. = Wert 20 min.				60													60	
liegend nach 6 min. = Wert 22 min.																		
Bemerkungen:				40													40	
			liegend sofort	2	4	stehend sofort	6	8	10	12	14	16	liegend sofort	18	20	22	Minuten	

Evtl. Rückseite benutzen.

Unterschrift der den Test ausführenden \_\_\_\_\_

Unterschrift / Visum des Arztes: \_\_\_\_\_